

Реклинатор ортопедический Крейт Д-131

ФСР 2009/04984

корсет корректор осанки, для верхнегрудного отдела,
на крючках, цвет бежевый

Крейт ООО, Россия



Характеристики

Тип	корректор осанки
Назначение	для верхнегрудного отдела
Фиксация	на крючках
Цвет	бежевый

Дополнительные характеристики

Реклинатор ортопедический Крейт Д-131

Показания к применению:

- различные варианты нарушения осанки у взрослых;
- остеохондропатии позвоночника легкой степени;
- миозиты и межреберные невралгии в грудном отделе позвоночника.

Особенности конструкции:

- незаметен под одеждой;
- изготовлен из эластичного кружевного полотна;
- подкладка - эластичное функциональное полотно;
- спереди трехрядная застежка на крючки;
- состав: 77% полиамид, 13% эластан, 5% полиэфир, 5% латекс.

Инструкция к применению:

- наденьте реклинатор, расправив его на спине;
- отрегулируйте степень фиксации под грудью с помощью трехрядной застежки на крючки;
- отрегулируйте степень фиксации боковых лямок с помощью трехрядных застежек на крючки.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия;
- воспалительные кожные заболевания.