

Средство дезинфицирующее АБСОЛЮЦИД форте

СГР RU.77.99.88.002.E.007781.09.13

дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация, концентрат, основное АДВ альдегиды, рабочий раствор 15 суток, срок годности 6 лет, фасовка 1 л / 5 л

АЛ-ДЕЗ ООО, Россия



Общие параметры

Назначение	дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация
Форма выпуска	концентрат
Основное АДВ	альдегиды
Состав	глутаровый альдегид - 10%, ЧАС - 22.5%
Срок годности рабочего раствора	15 суток
Срок годности концентрата	6 лет
Фасовка	1 л / 5 л

Дезинфекция поверхностей (режимы)

Бактерицидный	0.06% - 120 мин / 0.08% - 90 мин / 0.1% - 60 мин / 0.16% - 30 мин / 0.32% - 15 мин
Вирулицидный	0.4% - 90 мин / 0.6% - 60 мин / 0.8% - 30 мин
Туберкулоцидный	0.6% - 120 мин / 0.8% - 60 мин / 1.6% - 30 мин

Дезинфекция ИМН (режимы)

Вирулицидный (ИМН + ПСО)	0.4% - 90 мин / 0.6% - 60 мин / 1.0% - 30 мин / 1.5% - 15 мин
Туберкулоцидный (ИМН + ПСО)	0.8% - 60 мин / 1.6% - 30 мин / 3.0% - 15 мин

ДВУ и стерилизация (режимы)

Дезинфекция высокого уровня	4.0% - 10 мин / 6.0% - 5 мин
-----------------------------	------------------------------

Дополнительные характеристики

Высокоэффективный препарат для дезинфекции и стерилизации на основе комбинации четвертичноаммонийного соединения (до 25%) и глutarового альдегида (11%).

ДВУ эндоскопов:

- холодная (+20°C) - 6% - 5 мин;
- горячая (+50°C) - 2% - 5 мин;

Стерилизация:

- холодная (+20°C) - 4% - 90 мин;
- горячая (+50°C) - 2% - 90 мин;

Активен против бактерий, грибов, вирусов и спор.

Обладает хорошими моющими свойствами.

Не фиксирует органические загрязнения.

Рабочий раствор может использоваться многократно в течение 15 суток.

Канистра оснащена точным дозатором и дозировочной таблицей.