

Тест-система «Протеин С (хромогенный)» / Protein C (Chromogenic), кат. № 5543

ФСЗ 2011/11270

система открытая, для анализаторов Helena Biosciences, протеин С

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	протеин С
Назначение	количественное определение протеина С
Фасовка	- субстрат протеина С – 6 шт. × 2 мл - активатор протеина С – 6 шт. × 2 мл - разбавитель протеина С – 3 шт. × 5 мл

Описание

Тест-система «Протеин С (хромогенный)» / Protein C (Chromogenic) предназначена для количественного определения протеина С в цитратной человеческой плазме. Протеин С в плазме пациента активируется специфической фракцией яда змеи Agkistrodon Contortrix(Protac®). Количество активированного протеина С определяется путем мониторинга уровня гидролиза специфического хромогенного субстрата протеина С. Измеряется уровень высвобождаемой pNA, который пропорционален уровню протеина С в плазме пациента.

Основные характеристики:

- количественное определение;
- активирует эндогенный протеин С;
- высокая стабильность после вскрытия.