

Транспортная среда Кэри-Блэйра / Cary-Blair Medium

ФСЗ 2009/03708

агар, Кари-Блэйра, 100 шт. в уп.

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	Кари-Блэйра
Назначение	ля выделения аэробных и анаэробных, а также прихотливых микроорганизмов из фекалий
Фасовка	100 шт. в уп.

Дополнительные характеристики

Транспортная система со средой Кари-Блэйра HiMedia Laboratories Pvt. Limited в полистироловой пробирке рекомендована для сбора, транспортировки и хранения фекальных и ректальных проб, содержащих *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Vibrio* spp., *Campylobacter* spp., *Pseudomonas* spp., *Escherichia coli* и другие микроорганизмы. Каждая упаковка содержит 100 шт. стерильных полистироловых пробирок со средой Cary-Blair и стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой / металлической палочке с пробкой.

Виды:

- MS202-100NO - система транспортная со средой Кэри-Блэйра в полистироловой пробирке, 100 шт.;
- MS202**S**-100NO - система транспортная со средой Кэри-Блэйра в полистироловой пробирке **с тампоном на металлической палочке**, 100 шт.

Технические характеристики:

Комплект транспортной системы включает в себя пробирку в виде «песочных часов» с транспортной средой и стерильный тампон для взятия мазка на пластиковой / металлической палочке.

Каждая пробирка с транспортной средой имеет этикетку на русском языке в том числе содержит поле для записи информации о пациенте.

Каждая упаковка транспортной системы имеет полиграфическую этикетку с инструкцией по применению на русском языке с указанием назначения транспортной системы.

Состав среды:

- натрия гидрофосфат 1.10 г/л;
- натрия тиогликолят 1.50 г/л;
- натрия хлорид 5.00 г/л;
- агар-агар 5.00 г/л.

Конечное значение рН (при 25°С) $8,4 \pm 0,2$.

Транспортные системы хранить при температуре не выше 25°С. Не допускать замораживания.