

Транспортная среда со средой CVTR (модифицированная) для вирусов и SARS-CoV-2 / CVTR Medium (Modified)

ФСЗ 2009/03708

агар, CVTR, 50 шт. в уп.

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	CVTR
Назначение	комбинированная система предназначена для сбора и транспортировки клинических образцов от места сбора до лаборатории
Фасовка	50 шт. в уп.

Дополнительные характеристики

Транспортная система с модифицированной средой CVTR HiMedia Laboratories Pvt. Limited в полистироловой пробирке с тампоном. Предназначена для выделения вирусов, в том числе, коронавирус по рекомендации ВОЗ. Комплект содержит два тампона - для носоглотки и горла: один стерильный нейлоновый флокированный тампон с точкой перелома для взятия проб из носа или носоглотки и другой - вязкозный стерильный тампон без точки перелома для взятия пробы позади миндалин

Артикул: MS2760AR-50NO

Упаковка: 50 шт.

Вид упаковки: коробка.

Функциональное назначение

Комбинированная система предназначена для сбора и транспортировки образцов клинического материала от места сбора до лаборатории, с целью выделения из них вероятно присутствующих вирусов.

Стерильная система содержит пробирку с 3 мл транспортной среды HiViral, предназначенной для поддержки широкого спектра вирусов, таких как коронавирус, вирус простого герпеса, аденовирус, вирус гриппа типа А (H1N1, H5N2, H3N2), респираторно-синцитиальный вирус, энтеровирус, вирус паротита и риновирус.

Транспортировка биоматериала

Материал должен быть доставлен в лабораторию в максимально короткие сроки. После забора его охлаждают до +2...8°C или перевозят в тающем льду, сроком не более 48 часов. При более длительной перевозке

материал замораживают до температуры -70°C .