

Цемент костный рентгеноконтрастный Synicem VTP

ФСЗ 2012/11776

цемент, для вертебропластики, применение
инъекционное, акрил, время введения 8.5 мин, 25 гр.
порошка на 10 мл. жидкости, вязкость низкая,
стерильный

SYNIMED s.a.r.l., Франция



Характеристики

Тип	цемент
Назначение	для вертебропластики
Применение	инъекционное
Состав	акрил
Время введения	8.5 мин
Пропорции для введения за указанное время	25 гр. порошка на 10 мл. жидкости
Вязкость	низкая
Стерильный	Да

Описание

Область применения: в специальной хирургии для заполнения тела позвонков с побочными структурными изменениями, такими как остеопороз, опухолевые проникновения (доброкачественные и злокачественные), сосудистые мальформации, травмы. Аппликация с помощью шприца и иглы для биопсии, эндовертбральной аппаратуры. Данный цемент это самополизирующая акриловая смесь, состоящая из порошкового и жидкого компонентов, с непосредственным отвердеванием. Цемент костный рентгеноконтрастный стерильный акриловый для вертебропластики, Synicem VTP, низкой вязкости, введение с помощью шприца. Параметры порошкообразного компонента: стерилен, находится в стерильном пакетике. Состав: Полиметил Метакрилат 14,84 гр., Бензол пероксид 0,16 гр., Сульфат бария 10,00 гр. Параметры жидкого компонента: стерилен, находится в стеклянной ампуле объемом 10 мл. Состав: Метил Метакрилат 9,93 мл., N.N-этан-р-толуидин 0,07 мл., Гидрохинон 18-20 ррт. Упаковка: оба компонента поставляются вместе в стерильной упаковке-блистере, которая в свою очередь упаковывается в индивидуальную картонную упаковку. Рабочее время, при температуре 23 градусов °C: замешивание цемента — 30 сек, после замешивания цемент загрузить в шприц, введение цемента — 510 сек, окончание фаза полимеризации — 360 сек. Общее время 9-15 минут.