Детро Матик А / Detro Matic A

СГР KZ.16.01.99.002.E.000102.02.19

способ обработки механизированный / ручной / с применением ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения, срок годности 3 года, 5 л

Detrox, Турция



Характеристики

Состав	гидроксид калия - 10.5%, ПАВ, ингибитор коррозии
Способ применения	механизированный / ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения
Срок годности	3 года
Фасовка	5 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.2 % - 15 мин / 0.4 % - 10 мин / 0.6 % - 5 мин
ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.2 % - 10 мин / 0.4 % - 5 мин
ПСО в ультразвуковых установках	0.2 % - 10 мин / 0.4 % - 5 мин

Показатель концентрации водородных ионов

pH щелочной	Да

Дополнительные характеристики

Детро Матик А - концентрированное щелочное средство для очистки медицинских изделий ручным и механизированным способом в автоматичческих МДМ.

Применяется для очистки и дезинфекции:
- медицинского инструментария из металла, стекла, керамики, фарфора, пластмасс;
- лабораторного оборудования, стекла и пластика;

- санитарно-технического оборудования (раковины, унитазы, писсуары) от засорения органическими отходами.

Свойства:

- Химикотермическая дезинфекция термоустойчивых инструментов при 93° С.
- Эффективная очистка инструментов и материалов при 50-60° С.
- Содержит ингибитор коррозии.
- Высокоэкономичное средство при низкой концентрации рабочих растворов.
- Подходит для всех видов моюще-дезинфицирующих машин.

Срок годности: 3 года.