medcatalog

07.11.2026

# Средство дезинфицирующее Асесайд

СГР RU.77.99.88.002.E.004322.06.14

ДВУ / стерилизация, концентрат, основное АДВ пероксид водорода / надуксусная кислота, рабочий раствор 7 суток, срок годности 1 год, фасовка 0.25 л / 0.5 л / 0.75 л / 0.875 л

Saraya Co., Ltd., Япония




## Общие параметры

| | |
|---|---|
| Назначение | ДВУ / стерилизация |
| Форма выпуска | концентрат |
| Основное АДВ | пероксид водорода / надуксусная кислота |
| Состав | надуксусная кислота - 6.0%, перекись водорода - 8.2% |
| Срок годности рабочего раствора | 7 суток |
| Срок годности концентрата | 1 год |
| Фасовка | 0.25 л / 0.5 л / 0.75 л / 0.875 л |

## ДВУ и стерилизация (режимы)

| | |
|---|---|
| Дезинфекция высокого уровня | гот. р-р - 5 мин |
| Стерилизация | гот. р-р - 10 мин |

## Дополнительные характеристики

Средство для дезинфекции и стерилизации **Acecide (Асесайд).**

**Двухкомпонентная система.**

Двухкомпонентная система, состоящая из Реагента 1 и Реагента 2, используемых для приготовления рабочего раствора.

**Состав**

Реагент 1 содержит 6.0% надуксусной кислоты (НУК) и 8.2% перекиси водорода, а также уксусную кислоту, вспомогательные компоненты и воду.

Реагент 2 содержит щелочные компоненты, стабилизаторы, ингибиторы коррозии и воду.

Рабочий раствор, получаемый путем смешения Реагентов 1 и 2 и разбавления водой до концентрации НУК 0.3%, представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.

pH = 8.2-9.8.

**Свойства**
Рабочий раствор обладает вирулицидной, бактерицидной (в том числе туберкулоцидной и спороцидной) и фунгицидной активностью.

**Применение**
Средство в виде рабочего раствора предназначено для применения для ДВУ и стерилизации эндоскопов **ручным** или **механизированным** (в репроцессорах OER-A или OER-AW) способами.

**Режимы дезинфекции**
• Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов - **5 мин**.
• Стерилизация - **10 мин** ручным и механизированным (в репроцессорах OER-A или OER-AW) способами.
Цикл обработки в репроцессоре OER-A состоит из окончательной / предстерилизационной очистки средством ЭндоКвик и дезинфекции (ДВУ) стерилизации раствором средства.

**Рабочий раствор** средства можно использовать многократно в течение срока, не превышающего **7 дней**, если внешний вид раствора не изменился.
С целью экспресс-контроля пригодности рабочего раствора применяют специальные **индикаторные тест-полоски** для средства АСЕСАЙД.

**Срок годности:**
- в запечатанной упаковке: 1 год;
- после вскрытия упаковки: 7 суток.