

АЧТВ SA / APTT SA, кат. № 5387ELQ

ФСЗ 2011/11270

система открытая, для анализаторов Helena
Biosciences, тромбопластиновое время

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	тромбопластиновое время
Назначение	определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)
Фасовка	АЧТВ SA – 10 шт. × 10 мл хлорид кальция (0.025M) – 10 шт. × 10 мл

Описание

Тест-система «**АЧТВ SA**» / APTT SA содержит обезвоженный экстракт мозга кролика с эллаговой кислотой в качестве растворимого активатора. Она используется для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), проводимых ручным, полуавтоматическим и автоматическим способом и в мониторинге гепариновой терапии.

Основные характеристики:

- реагент нового поколения;
- жидкие готовые к использованию компоненты;
- эллаговый активатор;
- отличная линейность исследования;
- умеренная чувствительность к волчаночным антикоагулянтам.