

АЧТВ Si L Minus / APTT Si L Minus, кат. № 5559

ФСЗ 2011/11270

система открытая, тромбопластиновое время

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	тромбопластиновое время
Назначение	определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)
Фасовка	- АЧТВ Si L минус – 10 шт. × 10 мл - хлорид кальция (0.025M) – 10 шт. × 10 мл

Описание

Тест-система «АЧТВ Si L Минус» содержит фосфолипидный экстракт и околоколлоидный активатор частиц. Она используется для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), соответствующих исследований факторов свертывания, предоперационного скрининга и мониторинга гепариновой терапии с использованием цитратной плазмы. Реагент может использоваться в исследованиях, проводимых ручным, полуавтоматическим и автоматическим способом.

Основные характеристики:

- готовые к использованию жидкие компоненты;
- кремниевый активатор;
- умеренная чувствительность к волчаночным антикоагулянтам;
- превосходная чувствительность к факторам.