

Анализатор мочи Dirui H-800

ФСЗ 2008/01294

автоматический, вид исследования физ-хим свойства,
240 образцов в час, длина волн 525 / 660 нм, объем
пробы 4000 мкл, контроль качества, считывание
штрих-кода

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	белок (PRO) / лейкоциты (LEU) / кетоны (KET) / глюкоза (GLU) / нитриты (NIT) / уробилиноген (URO) / билирубин (BIL) / креатинин (CRE) / pH (pH) / кровь (BLD) / удельный вес (SG) / микроальбумин (MALB) / аскорбиновая кислота (VC) / мутность / плотность / цвет мочи
Производительность	240 образцов в час
Память	10000 измерений
Длина волн	525 / 660 нм
Загрузка образцов	200 тест-полосок, одновременная загрузка до 50 проб
Объем пробы	4000 мкл
Пробирки	11 штативов по 10 пробирок
Контроль качества	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Дисплей	интерактивный контактный 5.7"
Размеры	660×625×581 мм
Масса	45 кг

Дополнительные характеристики

Возможность определения: до 14 параметров.

Загрузка: 200 тест-полосок.

Используемые тест-полоски: Dirui H10-800, H11-800, H12-800-MA (Microalbumin), H13-Cr.

Принцип измерения: отражательная фотометрия (для полосок), рефрактометрия (для определения удельного веса), турбидиметрия (для измерения мутности), RGB-цветовой сенсор (для измерения цветности).

- Рефрактометрический модуль обеспечивает точные результаты по определению удельного веса, мутности и окраски мочи.
- Автоматическая корректировка на кислотно-щелочной баланс, температуру, удельный вес и цвет мочи. Анализатор имеет функцию срочного тестирования, что позволяет тестировать неотложные образцы по одному или группой.
- Контроль над временем реакции позволяет получать точные результаты.
- Автоматическое завершение подачи образцов.
- Автоматическое прерывание тестирования.
- Автоматическая загрузка полосок.
- Автоматическое удаление использованных полосок и жидкостей.
- Автоматическое самоочищение и точная количественная методика раскапывания предотвращают перекрестное загрязнение.
- Язык: русский, английский.
- Программное обеспечение может обновляться посредством карты.
- Выходы: последовательный порт RS-232, параллельный порт принтера.
- Прибор может подсоединяться к анализатору мочевого осадка и встраиваться в информационные системы LIS/ HIS.