

Анализатор среднего уха MI 44

РЗН 2013/290

тест ипси- и контралатеральных рефлексов, настройка частот, подключение к ПК, хранение результатов, принтер, зонд

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Виды тестов	ипси- и контралатеральных рефлексов
Дисплей	Да
Настройка частот	Да
Частота	678-1000 Гц
Подключение к ПК	Да
Хранение результатов	Да
Принтер	Да
Зонд	Да

Дополнительные характеристики

Анализатор среднего уха MI 44 – это прибор, разработанный для комплексного анализа состояния среднего уха. Он предназначен для использования в учреждениях здравоохранения и врачами-сурдологами, которым необходим надежный инструмент для диагностики.

Преимущества:

■ **Тимпанометрия:** Включает различные показатели давления и скорости изменения давления с возможностью их регулировки. Высокочастотные зондовые тоны (678 Гц, 800 Гц и 1000 Гц) обеспечивают точные измерения.

■ **Ручное и автоматическое управление:** Прибор оснащен автоматической и ручной регулировкой давления, что позволяет адаптировать процесс тестирования под индивидуальные особенности пациента.

■ **Зонд с заменяемой вставкой:** Предусмотрена возможность замены вставок зонда, что повышает удобство и гибкость использования прибора.

■ **Испытание евстахиевой трубы:** Прибор позволяет проводить тесты проходимости евстахиевой трубы как при целой, так и при поврежденной барабанной перепонке.

■ **Тестирование рефлексов:** MI 44 поддерживает тесты ипси- и контралатеральных рефлексов, а также тест распада рефлекса. Интенсивность звуковых стимулов настраивается, что позволяет защитить чувствительные уши.

Функциональные возможности:

Быстрая проверка нарушений среднего уха: Прибор быстро выявляет и анализирует нарушения, предоставляя результаты в реальном времени.

Тестирование импеданса: Автоматическое начало тестирования при определении максимальной податливости среднего уха.

ЖК-монитор и индикаторы: Тимпанограмма и результаты тестов отображаются на ЖК-мониторе в режиме реального времени. Встроенный индикатор помогает легко контролировать положение зонда в ухе.

Сохранение и печать результатов: Результаты тестов сохраняются для обеих ушей и могут быть распечатаны с помощью термопринтера, параметры которого можно заранее настроить.

Интерфейсы и подключение:

USB и компьютерный интерфейс: Возможность подключения к компьютеру для удобной обработки и хранения данных.