

Аппарат для криолиполиза Zimmer ZLipoMed

РЗН 2019/8678

воздействие криолиполиз, программы, охлаждение

Zimmer MedizinSysteme GmbH, Германия



Характеристики

Воздействие	криолиполиз
Применение	коррекция фигуры / уменьшение объема тела / устранение избыточной жировой ткани
Длительность процедуры	1-60 мин
Программы	Да
Система охлаждения	Да
Размер	655×629×1082 мм

Описание

ZLipo Med – аппарат для удаления локальных жировых отложений и коррекции фигуры методом неинвазивного криолиполиза.

Уникальные свойства ZLipo Med:

- регулируемая температура охлаждения от -10 до +5 оС, а также время процедуры — от 1 до 60 минут;
- 10 уровней вакуума, вакуумная пульсация с изменяемой частотой для подготовки жировой складки к охлаждению;
- 3 независимых этапа процедуры с регулировкой времени, температурного режима, типа вакуума;
- система защиты от обморожений, безопасность при самых низких температурах;
- 4 вида аппликаторов, 2 аппликатора можно использовать одновременно;
- размеры и геометрия аппликаторов, разработанные с учетом анатомических особенностей европейцев;
- возможность применения на животе, боках, спине, бедрах, ягодицах, коленях, плечах, груди (у мужчин) и в области «двойного» подбородка;
- прозрачная «юбка» аппликаторов и внутренняя подсветка для наблюдения за втягиванием складки и точностью аппликации;
- 10,2" сенсорный цветной дисплей.