

Аппарат для многоканальной динамической электропунктуры МнДЭП

ФСР 2011/10196

6 каналов, размер 290×220×80 мм, вес 2.9 кг

Трима ООО, Беларусь



Характеристики

Количество каналов	6
Размер	290×220×80 мм
Вес	2.9 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат «МнДЭП» Трима предназначен для работы (в том числе и в комбинации с аппаратами АМУС-01-«ИНТРАМАГ» или «АМО-АТОС») с целью:

- чрескожного воздействия импульсами электрического тока на ряд БАТ рецептуры (не более шести) при динамическом их обходе в заданном частотном интервале (При задействовании парных точек их число - 12);
- непосредственного воздействия импульсами тока на ряд точек через акупунктурные иглы;
- диагностики меридианов соответствующего органа в процессе лечения.

Показания к применению:

- в урологии: простатит, уретрит, везикулит, колликулит.
- в сексопатологии: эректильные дисфункции различной этиологии.
- в гинекологии: хронический аднексит, уретрит, кольпит, цервицит, ганглионеврит, цистит, цисталгия.
- в офтальмологии: миопия, амблиопия, атрофия зрительного нерва, спазм аккомодации.
- в неврологии: остеохондроз, радикулит, люмбалгия, люмбоишалгия, рефлекторные синдромы, задержки речевого и психологического развития.
- в пульмонологии: бронхит, трахеит, бронхиальная астма, дыхательная недостаточность.
- в гастроэнтерологии: гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, холецистит.
- в сосудистой патологии: облитерирующий эндартериит, тромбофлебит.
- в стоматологии: генерализованный пародонтит в начальной стадии абсцедирования, гингивит, пародонтоз, стоматит, перелом челюстей и другие повреждения челюстно-лицевой области.
- в оториноларингологии: гайморит (при наличии оттока экссудата или после гайморотомии), тонзиллит, фронтит.
- в эндокринологии: ожирение, метаболический синдром.

Противопоказания:

- доброкачественные и злокачественные новообразования;
- болезни крови и кроветворных органов (геморрагические состояния, нарушения свертываемости крови);
- беременность;
- острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния неясной этиологии;
- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения (туберкулез, бруцеллез и др.);
- декомпенсированные заболевания сердца, легких и других внутренних органов;
- пневмосклероз с склонностью к легочному кровотечению;
- инфаркт миокарда;
- активный ревматизм;
- венозные тромбозы;
- резкое истощение;
- острые воспалительные процессы опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики:

- максимальное напряжение в каналах в режиме сканирования: 12 В;
- максимальное напряжение в 1-ом канале в режиме постоянного тока (режим «Накатани»): 12 В;
- число каналов для электропунктуры: 6 шт.;
- диапазон регулировки среднего тока в каждом канале в режиме сканирования на частоте: 1 Гц, 15-200 мкА;
- диапазон регулировки тока в 1-ом канале в режиме постоянного тока (режим «Накатани»): 15-200 мкА;
- диапазон регулировки частоты сканирования от первого до шестого канала: 1-16 Гц;
- число режимов воздействия при сканировании (отрицательные, положительные, биполярные импульсы): 3;
- полярность тока в режиме «Накатани» (1-ый канал): отрицательная;
- частота тока в каждом канале: 50 Гц / 100 Гц.

Комплектация аппарата:

1. Аппарат для многоканальной динамической электропунктуры «МнДЭП» - 1 шт.
 2. Блок коммутации и питания - 1 шт.
 3. Электрод лечебный карандашного типа - 1 шт.
 4. Электрод опорный - 1 шт.
 5. Набор из 6-ти электродов лечебных плоских - 1 шт.
 6. Набор из 6-ти электродов лечебных пружинных - 1 шт.
 7. Шнур сетевой компьютер-розетка - 1 шт.
 8. Тара упаковочная - 1 шт.
 9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Приложение: Топология БАТ при лечении некоторых заболеваний.