

Аппарат для окрашивания мазков SP-10

РЗН 2014/2233

конвейер, окраска по Романовского-Гемза / Райт-Гемза / Райт, производительность 120 стекол/ч, дозагрузка образцов в процессе работы

Sysmex Corporation, Япония



Характеристики

Тип	конвейер
Метод окраски	Романовского-Гемза / Райт-Гемза / Райт
Производительность	120 стекол/ч
Дозагрузка образцов в процессе работы	Да
Реактивы	

Дополнительные характеристики

Модуль окраски мазков SP-10 может входить в гематологическую станцию XN-3000/3100, обеспечивающую стандартизацию всего процесса выполнения общего анализа крови, включая этап приготовления и окраски мазков, а может использоваться автономно для приготовления мазков периферической крови, а также окраски мазков костного мозга.