

Коагулятор ArthroCare System 2000

РЗН 2015/2515

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная,
самодиагностика

ArthroCare Corporation, США



Характеристики

Область применения	нейрохирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Педаль	Да
Самодиагностика	Да

Дополнительные характеристики

System 2000 является холодноплазменным хирургическим аппаратом на базе генератора токов высокой частоты. Аппарат может быть использован как в качестве коагулятора, так и в качестве режущего инструмента. Применяется в нейрохирургии для выполнения открытых операций на позвоночнике, на оболочках и веществе головного мозга, а также в нуклеопластике и вертебропластике. Прибор характеризуется отсутствием обжигающего эффекта и исчезновением болевого синдрома сразу после выполнения процедуры.