

Аппарат IPL TOPLASER Soft Light W Skin

ФСЗ 2011/09905

фотосистема, длина волны 450 - 1200 нм, IPL ,
длительность импульсов от 3 до 8 мс

Beijing Toplaser Technology Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	фотосистема
Применение	коррекция морщин / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / коррекция постакне / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек / удаление диффузной красноты
Длина волны	450 - 1200 нм
Технология воздействия	IPL
Плотность энергии	2-45 Дж/см ²
Длительность импульсов	от 3 до 8 мс
Размеры пятен	8×40 мм
Дисплей	10.4"
Размер	300×480×80 мм
Вес	22 кг

Описание

Soft Light W Skin это прибор для свето-импульсной терапии, который дает возможность специалисту косметологического салона или медицинской клиники подбирать нужную для конкретного пациента плотность энергии, а также количество, продолжительность действия и интервал световых импульсов. Благодаря этому обеспечивается целенаправленное воздействие на ту или иную проблему косметологического характера вне зависимости от хромофоры тканей и достигается наиболее оптимальный эффект от процедур. Возможность выбора специалистом нужного режима работы позволяет получить хорошие результаты при любом фототипе кожи вне зависимости от степени жесткости и интенсивности волосяного покрова, не является помехой и наличие сосудистых и пигментных патологий.

Технические характеристики аппарата для фотоомоложения и фотозпиляции IPL Soft light W skin:

- температура охлаждения: 5~4°C;

- уровень энергии: 1-5;
- период импульса: 3~8 миллисекунд;
- многоимпульсный режим: 1р-3р;
- задержка между импульсами - 5-50 мс;
- панель управления и дисплей цветной сенсорный экран - 10.4 дюйма;
- электропитание - 220V, 50-60 Гц, 10А;
- кристаллическая линза для удаления веснушек, пигментных пятен: 530 - 1200 нм;
- кристаллическая линза для омоложения кожи: 560 - 1200 нм;
- кристаллическая линза для удаления мелких сосудов: 585 - 1200 нм;
- кристаллическая линза для удаления волос: 640 - 1200 нм.

Применение аппарата для фотолечения Soft Light W Skin:

- пигментные пятна, в том числе, и возрастные;
- расширенные поры кожи;
- выраженный купероз;
- мимические и мелкие морщинки;
- дряблость и усталость кожных покровов;
- серый цвет лица и тела;
- акне, в том числе и юношеские;
- снятие симптомов розацеа.