

Аппарат магнитотерапевтический Алмаг-01

ФСР 2007/00136

портативный, низкочастотный, режим импульсный,
форма импульса прямоугольная, 6.25 Гц, индукторов
4 шт., 20±6 мТл

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Вид	портативный
Тип	низкочастотный
Режим магнитного поля	импульсный
Форма импульса	прямоугольная
Частота импульсов	6.25 Гц
Количество индукторов	4 шт.
Магнитная индукция	20±6 мТл
Размер	137×60×45 мм
Вес	0.62 кг

Описание

Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ-01 предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полем в домашних условиях, на рабочем месте и в медицинских учреждениях.

Работа в повторно-кратковременном режиме: 6 часов (22 мин - время магнитного воздействия, 10 мин - перерыв).

Аппарат состоит из электронного блока (генератора импульсов тока), излучателя, состоящего из четырёх связанных между собой катушек-индукторов, используемых для воздействия на отдельные пораженные части тела, кабеля излучателя и сетевого шнура.

Катушки-индукторы соединены эластичными перемычками и образуют гибкую излучающую линейку - излучатель, который при использовании аппарата по назначению можно накладывать на поясничную или воротниковую зоны, позвоночник, оборачивать ей коленный сустав и т.п.

Показания к применению АЛМАГ-01:

- заболевания опорно-двигательного аппарата, а также повреждения опорно-двигательного аппарата и их последствия;
- неврологические заболевания;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- осложнения сахарного диабета;
- дерматологические заболевания;
- хронические неспецифические заболевания легких;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- заболевания женских половых органов;
- заболевания венозной системы верхних и нижних конечностей.

Инструкция по применению Алмаг-01