

Аппарат для магнитотерапии ЭМА Полюс-2М

ФСР 2008/02301

стационарный / на тележке, низкочастотный, режим
импульсный, форма импульса синусоидальная,
10/17/25/50 Гц

Завод ЭМА г. Екатеринбург ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	стационарный / на тележке
Тип	низкочастотный
Режим магнитного поля	импульсный
Форма импульса	синусоидальная
Частота импульсов	10/17/25/50 Гц
Вес	35 кг

Описание

Аппарат ЭМА Полюс-2М – профессиональный стационарный аппарат низкочастотной магнитной терапии, достигнет любого участка тела. При этом пациент может лежать или сидеть так, как ему комфортно.

Мобильность. Стойка с прибором на колесах не требует постоянного места. Его можно подкатить к стулу, где сидит пациент, кровати или кушетке, перекатить из кабинета физиопроцедур в палату где находится пациент, подключить к источнику тока и начать сеанс. Все просто.

Многофункциональность. В комплектации аппарата предусмотрено 7 разнообразных индукторов соленоиды, прямоугольные индукторы, внутримышечные, что позволяет подводить магнитное поле к любому участку тела.

Комфорт. Аппарат не требует подготовки пациента. Лечение можно проводить через одежду, повязки, гипс. Даже металлические фиксаторы или аппарат Илизарова не считаются противопоказанием.

Точность настройки. Генерирует различные магнитные поля (синусоидальное и пульсирующее) с четырьмя степенями интенсивности, что позволяет всегда подбирать наиболее точный режим и интенсивность воздействия на проблемные участки.

Современный дизайн. Благодаря «продвинутому» внешнему виду аппарат гармонично впишется даже в самый футуристический интерьер кабинета физиопроцедур.

Целенаправленное регулируемое магнитное поле улучшает питание и кровоснабжение тканей и органов, ускоряет процессы заживления язвенных поверхностей, способствует регенерации тканей, снимает отеки, воспаления, боли и дискомфорт.

Применение ЭМА Полюс-2М:

- **Лечение периферических сосудов рук и ног.** Трофические язвы, тромбофлебиты, хроническая венозная недостаточность, атеросклероз конечностей.
- **Кардиология.** Магнитолечение показано при ИБС, в том числе в период восстановления после инфаркта.
- **Гипертония.** Давление нормализуется в течение курса из 12-20 сеансов по 20 минут.
- **Острые и хронические воспаления органов дыхания:** бронхит, пневмония, гайморит. Как для лечения, так и для профилактики обострения.
- **Урология:** пиелонефрит, цистит, простатит, и при обострении, и в хронической стадии.
- **Геморрой.** Доказана эффективность магнитотерапии и при борьбе с этой проблемой современного человека: облегчение и терапевтический эффект наступает уже в первые 4-5 процедур.
- **Заболевания ЖКТ:** гастрит, панкреатит, холецистит, аппарат эффективен при восстановительном лечении после операций на желудке и кишечнике.
- **Опорно-двигательный тракт.** Магнитное лечение снимает симптоматику при остеохондрозе шейного, поясничного и грудного отдела в комплексе с лечебной гимнастикой и массажем. Эффективен при лечении детского сколиоза.
- **Болезни периферической и центральной нервной системы.** Аппарат помогает справиться с холестериновыми бляшками, усиливает мозговое кровообращение.

Инструкция Эма Полюс-2М

Эма Полюс-2М незаменим для физиокабинетов городских и районных поликлиник и стационаров, для клиник восстановительной медицины, частных медицинских центров, реабилитационных центров, санаториев и курортов.