

Магнитотерапевтический аппарат АМТО-01

ФСР 2011/12745

портативный, низкочастотный, режим импульсный,
форма импульса синусоидальная / прямоугольная, 5-
10 Гц, индукторов 1 шт., 3-5 мТл

Государственный Рязанский приборный завод ОАО,
Россия



Характеристики

Вид	портативный
Тип	низкочастотный
Режим магнитного поля	импульсный
Форма импульса	синусоидальная / прямоугольная
Частота импульсов	5-10 Гц
Количество индукторов	1 шт.
Магнитная индукция	3-5 мТл
Размер	155×140×70 мм
Вес	0.9 кг

Описание

Аппарат магнитотерапевтический офтальмологический АМТО-01 - современный прибор, предназначенный для лечения заболеваний глаз путем воздействия магнитного поля с помощью блока индукторов.

Состоит из двух частей:

- блок управления, формирующего импульсы определенной частоты и формы,
- блок индукторов, служащих источником магнитного поля.

При проведении лечебной процедуры пациент должен находиться **в положении сидя**.

Курс лечения составляет 10 процедур, с экспозицией 15 минут каждая.

Временной интервал между курсами лечения - 6 месяцев.

Показания к применению:

- макулодистрофия сетчатки;
- атрофия зрительного нерва;
- дегенеративные сосудистые заболевания органов зрения;

- первичная открытоугольная глаукома с нормализованным или умеренно повышенным ВГД (внутриглазным давлением) в 1-3 стадии;
- бактериальные кератиты;
- герпетические кератиты;
- послеоперационная кератопатия;
- эпителиально-эндотелиальная дистрофия;
- травматические повреждения органов зрения;
- глаукомная оптическая нейропатия;
- близорукость;
- дальнозоркость;
- астигматизм, в т.ч. КЗС (компьютерный зрительный синдром);
- воспалительные заболевания глаз (халазион, блефарит).

Противопоказания к применению:

- общие противопоказания для проведения физиопроцедур;
- некомпенсированная глаукома.

Средний срок службы: 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.