

Аппарат магнитотерапии Амкодор-Белвар АМТ-01

ФСЗ 2012/13261

портативный, низкочастотный, режим импульсный,
форма импульса синусоидальная, 50 Гц, индукторов 1
шт., 30±9 мТл

Амкодор-Белвар ОАО, Беларусь



Характеристики

Вид	портативный
Тип	низкочастотный
Режим магнитного поля	импульсный
Форма импульса	синусоидальная
Частота импульсов	50 Гц
Количество индукторов	1 шт.
Магнитная индукция	30±9 мТл

Описание

Использование **аппарата магнитной терапии АМТ-01** позволяет достичь таких эффектов как:

- обезболивание,
- интенсивное противовоспалительное воздействие,
- улучшение микроциркуляции и кровообращения,
- рассасывание воспалительных и травматических отеков,
- благотворное влияние на центральную нервную систему,
- уменьшение раздражительности,
- укрепление иммунной системы и в улучшении общего состояния в целом.

Режим работы аппарата повторно-кратковременный: (20 мин работа и 20 мин перерыв) в течение 6 часов; после 6 часов работы необходим перерыв в 40 минут.

Время установления рабочего режима: не более 5 секунд после включения.

Срок службы: 5 лет.