

Слуховой аппарат Phonak Naida Q70

РЗН 2015/2712

воздушной проводимости, ВТЕ (заушный) / RIC (микрозаушный), цифровой, программируемый, 16 канальный, 112 дБ / 126 дБ / 133 дБ / 135 дБ / 140 дБ / 142 дБ, тип батареи 675 / 13, шумоподавление, подавление обратной связи, регулятор громкости

Phonak AG, Швейцария



Характеристики

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип                | воздушной проводимости                              |
| Вид                | ВТЕ (заушный) / RIC (микрозаушный)                  |
| Обработка сигнала  | цифровой                                            |
| Способ настройки   | программируемый                                     |
| Количество каналов | 16 канальный                                        |
| ВУЗД90             | 112 дБ / 126 дБ / 133 дБ / 135 дБ / 140 дБ / 142 дБ |
| Тип батареи        | 675 / 13                                            |

Функции

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Шумоподавление            | Да |
| Подавление обратной связи | Да |
| Регулятор громкости       | Да |
| FM-совместимость          | Да |

Дополнительные характеристики

Слуховой аппарат **Phonak Naida Q70** - это **16 канальный** заушный слуховой аппарат класса Advanced (Business).

Функции:

- ZoomControl - выбор направления прослушивания, в зависимости от пространственного расположения источника речевого сигнала.
- SoundRecover - нелинейная частотная компрессия.
- Real Ear Sound - имитация функции ушной раковины.

- SoundFlow - автоматическая смена программ.
- WhistleBlock - адаптивное подавление обратной связи.
- NoiseBlock - высокочастотное шумоподавление.
- WindBlock - подавление шума ветра.
- SoundRelax - подавление импульсных звуков.
- DuoPhone - бинауральное прослушивание телефона при поднесении трубки к одному уху.
- UltraZoom - адаптивная направленность, учитывающая взаимное расположение источников полезного сигнала и шума (уровень Advanced).
- SNR-Boost - адаптивное повышение отношения сигнал-шум, основанное на сочетании направленности и шумоподавления.
- FlexVolume - адаптивная поканальная регулировка громкости, учитывающая аудиометрический профиль пациента.
- Quick Sync - синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости.
- Водозащищенность: IP54.
- Программа настройки: Phonak Target 3.1 и выше.
- Беспроводные аксессуары: PilotOne, ComPilot, TVLink S, Phonak CROS, RemoteMic (только вместе с ComPilot).
- FM-приемники (зависят от модели аппарата): MyLink+, MLxi (только с аудиоадаптерами AS15, AS11, AS10 и с ComPilot), ML10i.
- auto Acclimatization - автоматическое постепенное повышение уровня усиления в процессе использования в соответствии с временными и числовыми параметрами, заданными аудиологом.
- StereoZoom - активация узколучевой бинауральной направленности в соответствии со специальным алгоритмом оценки окружающей акустической обстановки.

| Параметр/Модель     | Naida Q70-SP                                   | Naida Q70-UP                                   | Naida Q70-RIC                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ВУЗД90              | Рожок HE7 - 140 дБ<br>Power Slim Tube - 133 дБ | Рожок HE7 - 142 дБ<br>Power Slim Tube - 135 дБ | Ресивер xSP plus - 133 дБ<br>Ресивер xP - 126 дБ<br>Ресивер xS - 112 дБ |
| Макс. усиление, дБ  | Рожок HE7 - 75 дБ<br>Power Slim Tube - 68 дБ   | Рожок HE7 - 82 дБ<br>Power Slim Tube - 75 дБ   | Ресивер xSP plus - 65 дБ<br>Ресивер xP - 55 дБ<br>Ресивер xS - 45 дБ    |
| Диапазон частот, Гц | 100–6400                                       | 100–4900                                       | xSP plus - 100-5200<br>xP - 5100-6100<br>xS - 100-8600                  |
| Тип батареи         | 13                                             | 675                                            | 13                                                                      |
| Потеря слуха        | II - IV степень                                | II - IV степень                                | III - IV степень                                                        |