

Аппарат для комбинированной терапии Zimmer Soleo Sono

ФСЗ 2010/07733

воздействие ультразвуковое, 1-канальная / 2-канальная, режим работы непрерывный / импульсный, программирование режимов работы, виброфонов 2 шт.

Zimmer MedizinSysteme GmbH, Германия



Характеристики

Воздействие	ультразвуковое
Вид терапии	1-канальная / 2-канальная
Режим работы	непрерывный / импульсный
Программирование режимов работы	Да
Количество виброфонов	2 шт.
Вес	2 кг
Размер	330×130×220 мм

Дополнительные характеристики

Благодаря новым разработкам Zimmer у Soleo Sono можно регулировать глубину воздействия для достижения желаемого эффекта. Глубину воздействия возможно менять даже во время процедуры.

Доступны подробные рекомендации по лечению основных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Так же возможна запись индивидуальной программы лечения на SD карту памяти.

SD карта памяти позволяет записать индивидуальные программы для 1 или 2-го канала, или даже комбинированного лечения.

Современное решение позволяет врачу физиотерапевту полностью использовать функционал Soleo Sono и легко следить за ходом лечения пациентов.

Показания:

- хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата;
- дегенеративные и посттравматические заболевания опорно-двигательного аппарата;
- рефлекторные дисфункции внутренних органов.

Использование

Очень удобный в использовании, что позволяет врачу физиотерапевту в полной мере извлечь выгоду из многих приложений, описанных в его руководстве по терапии.

- большой цветной сенсорный экран;
- скорость: прямой доступ с помощью простого, инновационного меню;
- простота: большой, профессионально разработанный сенсорный экран;
- безопасность: все параметры обработки видимы с первого взгляда

Благодаря интуитивно понятному меню Soleo SonoStim – это истинное удовольствие для практиков в использовании. Элегантность и удобный дизайн аппарата являются залогом его успеха.

Режимы работы: непрерывный / импульсный, 20 Гц, 50 Гц, 100 Гц

Пульсация: 1:2 / 1:3 / 1:5 / 1:10