

Аппарат коротковолновой терапии Enraf Nonius Curapuls 670

РЗН 2013/603

УВЧ, электродержатели шарнирные, частота импульса 26-800 Гц, частота излучения 27.12 МГц, с дисплеем, с таймером

Enraf-Nonius B.V., Нидерланды



Характеристики

Вид терапии	УВЧ
Электрододержатели	шарнирные
Частота импульса	26-800 Гц
Частота излучения	27.12 МГц
Длина импульса	50-2000 мкс
Дисплей	Да
Таймер	Да
Питание	220 В, 400 Вт
Вес	22 кг
Размер	480×550×1100 мм

Дополнительные характеристики

Аппарат для коротковолновой терапии и индуктотермии Curapuls 670 (Курапульс 670) - современный двухканальный аппарат индуктотермии, позволяющий одновременно подключать и использовать два излучателя различной формы и размера. Сравнительно высокая импульсная мощность оказывает сильное стимулирующее действие. В то же время малая средняя мощность позволяет особенно эффективно применять аппарат для лечения острых состояний, где противопоказано тепловое воздействие. Новая модель аппарата Curapuls 670 получила сенсорный цветной ЖК дисплей для управления аппаратом и отображения терапевтической информации. Механические органы управления более не используются!

Программное обеспечение ведет диалог с пользователем на русском языке, имеет иллюстрированный терапевтический справочник протоколов лечения различных заболеваний. Интерфейс был унифицирован с другими физиотерапевтическими аппаратами компании Enraf-Nonius. Обучение работе на нескольких разных аппаратах становится как никогда быстрым и легким.

По многочисленным запросам пользователей аппарат был адаптирован для перемещения внутри лечебного учреждения. Была увеличена устойчивость аппарата, диаметр роликовых колес увеличен до 10 см, предусмотрена специальная ручка для удобного перемещения аппарата.

Ближайшим российским аналогом Curapuls 670 является ИКВ 4

Преимущества аппарата индуктотермии по сравнению с классическим УВЧ:

- более мягкое и более эффективное воздействие;
- более глубокое проникновение в ткани;
- меньшее количество электромагнитных помех;
- наличие датчиков поглощения энергии.

В случае, если пациент отклонился от излучателя и эффективность процедуры падает, отсчет времени процедуры приостанавливается и аппарат начинает издавать предупреждающий сигнал.