

Бандаж послеоперационный Крейт М-300

ФСР 2009/04988

бандаж, послеоперационный, материал хлопок,
крючки, цвет белый / черный

Крейт ООО, Россия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	послеоперационный
Материал	хлопок
Фиксация	крючки
Цвет	белый / черный

Дополнительные характеристики

Бандаж послеоперационный Крейт М-300

В период реабилитации после изменения размера и формы груди необходимо носить бандаж, чтобы сформировать правильную форму груди, сгладить болезненные ощущения и ускорить процесс заживления швов.

Воздействие:

- обеспечивает надежную фиксацию и предотвращает смещение имплантов в реабилитационный период после маммопластики.

Показания к применению:

- пластические операции на молочных железах (маммопластика): увеличение, уменьшение, подтяжка груди.

Особенности конструкции:

- изготовлен из хлопка и имеет мягкие чашки - нежно и комфортно прилегает к телу;
- трехуровневая застежка на крючки спереди и широкие бретели на застежке Velcro позволяют индивидуально адаптировать изделие по размеру;
- съемная стяжка фиксирует положение имплантов. При помощи застежки Velcro можно регулировать степень давления. Застежка Velcro на спинке удерживает стяжку в нужном положении;
- широкая лента по низу изделия хорошо поддерживает грудь;
- состав: 68% хлопок, 14% эластан, 13% полиамид, 5% полипропилен.

Инструкция по применению:

- наденьте бандаж;
- застегните крючки спереди;
- отрегулируйте длину бретелей, зафиксируйте их застежкой Velcro;
- съемную стяжку закрепите на спинке бандажа и зафиксируйте спереди застежкой Velcro.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия.