

Бланизол-мат

СГР ВУ.70.06.01.002.Е.006408.12.13

способ обработки механизированный / ручной / с применением ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним, срок годности 3 года, 5 л

Лизоформ Др. Ханс Роземанн Гмбх, Германия



Характеристики

Состав	смесь минеральных солей и щелочей
Способ применения	механизированный / ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Очистка поверхностей	Да
Срок годности	3 года
Фасовка	5 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.1 % - 5 мин (не менее 55 С) / 0.1 % - 15 мин (не менее 18 С)
ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.1 - 0.5 %
ПСО в ультразвуковых установках	0.1 % - 5 мин (не менее 55 С) / 0.1 % - 15 мин (не менее 18 С)
Очистка поверхностей	0.1 - 0.5 %

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----