

Буфер Оуренса / Owrens Buffer, кат. № 5375

ФСЗ 2011/11270

система открытая, другое

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	другое
Назначение	рутинные исследования гемостаза
Фасовка	буфер Оурена – 10 шт. × 25 мл

Описание

Буфер Оуренса / Owrens Buffer может использоваться с тест-системами «Определение фибриногена методом Клаусса» и тест-системами «Плазма дефицитная по фактору» для разведения стандартов, контрольной плазмы и плазмы пациента при использовании ручного, полуавтоматического или автоматического методов исследования.