

Дезариус Энзим

СГР RU.77.99.88.002.Е.002623.08.22

способ обработки ручной / с применением
ультразвука, для очистки ИМН / для дезинфекции
ИМН, ПСО изделий медицинского назначения /
эндоскопов и инструментов к ним,
ферментосодержащее, срок годности 3 года, 1 л / 5 л

Белсепт НПК ОДО, Беларусь



Характеристики

Состав	ЧАС - 11%, гуанидины - 2%, ферментный комплекс (липаза, амилаза, протеаза)
Способ применения	ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН / для дезинфекции ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Ферментосодержащее	Да
Срок годности	3 года
Фасовка	1 л / 5 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.25 % - 5 мин / 0.25 % - 10 мин
---------------------	----------------------------------