

Дезвайзер КЛ концентрат

СГР RU.77.99.88.002.Е.007344.09.14

способ обработки механизированный / ручной / с применением ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним, срок годности 3 года, 1 л / 5 л

Полисепт ООО, Россия



Характеристики

Состав	щелочные метасиликаты и полифосфаты
Способ применения	механизированный / ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Срок годности	3 года
Фасовка	1 л / 5 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.4 % - 5 мин (не менее 18 С)
ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.2 - 0.4 %
ПСО в ультразвуковых установках	0.4 % - 15 мин (не менее 18 С)

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----