

Диски Bio-Rad для определения чувствительности к антибиотикам

ФС № 2004/312

для открытых систем, определение чувствительности к антибиотикам, 4 флакона по 50 дисков

Bio-Rad Laboratories, Франция



Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	определение чувствительности к антибиотикам
Упаковка	флакон / диск
Фасовка	4 флакона по 50 дисков

Дополнительные характеристики

Диски Bio-Rad для определения чувствительности к антимикробным препаратам предназначены для полуколичественного определения чувствительности *in vitro* предварительно изолированных чистых культур микроорганизмов.

Диски поставляются в картриджах: 4 картриджа по 50 дисков.

Диаметр бумажного диска: 6.35 мм; на обеих сторонах диска нанесена маркировка с кодом антибиотика.

Чувствительность к антибиотикам:	
Азитромицин	Пенициллин
Амикацин	Полимиксин
Амоксициллин	Пиперациллин
Ампициллин	Рифампицин
Амфотерицин	Стрептомицин
Бацитрацин	Сульбактам
Вориконазол	Сульфаметоксазол
Гентамицин	Тазобактам
Доксициклин	Тайгециклин
Дорипенем	Тейкопланин
Имипенем	Текарциллин
Канамицин	Тетрациклин
Кетоконазол	Тобрамицин
Клавулановая кислота	Триметоприм
Кларитромицин	Фосфомицин
Клиндамицин	Хлорамфеникол
Клотримазол	Цефазолин
Колистин	Цефаклор
Левифлоксацин	Цефепим
Линезолид	Цефиксим
Линкомицин	Цефокситин
Меропенем	Цефоперазон
Налидиксовая кислота	Цефотаксим
Нитрофурантоин	Цефтазидим
Нистатин	Цефтибутен
Норфлоксацин	Цефтриаксон
Оксациллин	Цефуросим
Оптохин	Ципрофлоксацин
Офлоксацин	Эритромицин