

Электроды для мониторинга 3M Red Dot с лентой из пеноматериала и вязким гелем 2560

ФСЗ 2010/07777

основа ПЕ пена, форма квадратная 40×35 мм,
взрослый / детский, адгезивный гель

3M Health Care, США



Характеристики

Основа	ПЕ пена
Форма	квадратная 40×35 мм
Размер	взрослый / детский
Область применения	ЭКГ
Гель	адгезивный

Дополнительные характеристики

Обеспечивают надежный контакт электродов с кожей.

Высококачественный адгезив обеспечивает мгновенный контакт и возможность использования электродов в течение 5-ти дней с сохранением комфорта пациента и нормальным состоянием кожи в области контакта с электродом.

Благодаря вязкому гелю график снимаемых показателей более четкий и информативный.

Небольшой размер электродов облегчает их наложение и минимизирует возможное кожное раздражение для обеспечения комфорта пациента.

Размер электрода: 4.06 см x 3.45 см. Площадь контакта с кожей: 4.06 см x 3.45 см. Адгезивная площадь: 5.8 см2

Высота без коннектора: 0.01 см.

Основа электрода - пенистый материал. Адгезив основы - 3M™ Durapore.

Коннектор: защелка из нержавеющей стали. Снимающийся слой - бумага, покрытая кремнием.

Материал датчика: серебро/пластик, покрытый хлоридом серебра. Датчик содержит вязкий гель, площадь которого 3.48 см2.

Нерентгенопрозрачные, не использовать при МРТ.

Материал электродов и упаковки не содержит латекса и поливинилхлорида.

Предназначены для длительного мониторинга ЭКГ. Удобны в использовании в отделениях ОРИТ, операционных, при оказании экстренной помощи.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.