

Электрокардиограф Contec ECG300G

РЗН 2020/10098

3-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя, интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 2.25 кг



Contec Medical Systems Co. Ltd., Китай

Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	графический LCD дисплей, диагональ 7 дюймов, разрешение 320×240
Размер	315×215×77 мм
Вес	2.25 кг

Описание

Электрокардиограф Contec ECG300G широко применяется в лечебных учреждениях, в отделениях кардиологии, интенсивной терапии и реанимации.

Особенности электрокардиографа ECG300G:

- 12 стандартных отведений;
- метод регистрации ЭКГ: автоматический или ручной;
- автоматический режим снятия ЭКГ и анализ общих параметров ЭКГ;
- автоматический режим записи: запись на основании формата записи и автоматического режима, изменения автоматических отведений и анализа;
- ритмический режим записи: запись на основании формата и режима ритмической записи, автоматического измерения и анализа;
- ручной режим записи: запись на основании формата записи, изменения ручных отведений;

- автоматический анализ кардиограммы позволяет выявить аритмии, нарушение проводимости, инфаркт, отклонения сегментов и зубцов, кардиомегалии, анализирует положение электрической оси сердца;
- цифровой фильтр, подавляющий смещение основной линии и автоматически корректирующий ее положение и цифровой сигнальный процессор для подавления помех, смещения изолинии, и т.п;
- защита от разрядов дефибриллятора;
- встроенный термопринтер с высокой разрешающей способностью;
- память на 2000 регистраций с сохранением на длительное время;
- подключение к ПК: USB;
- полностью заряженной батареи хватает для записи в автономном режиме 50 электрокардиограмм;
- автоматическое отключение электрокардиографа после 5 минут простоя.