

Электрокардиограф Нейрософт Поли-Спектр-12/Е

ФСР 2010/06875

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, подключение к ПК

НейроСофт ООО, Россия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	подключение к ПК

Описание

Электрокардиограф Нейрософт Поли-Спектр-12/Е

Особенности электрокардиографа Поли-Спектр-12/Е:

- 12 высококачественных стандартных отведений электрокардиограммы (ЭКГ), 2 дополнительных канала ЭКГ, совместимых с чреспищеводными отведениями, 1 канал дыхания;
- программа контурного анализа «Поли-Спектр-Анализ» в базовом комплекте поставки;
- программа «Поли-Спектр-Экспресс» в базовом комплекте поставки;
- программа и оборудование для анализа variability ритма сердца «Поли-Спектр-Ритм»;
- программа сопровождения нагрузочных проб на велоэргометре или беговой дорожке «Поли-Спектр-Эрго»;
- программа регистрации и анализа поздних потенциалов желудочков «Поли-Спектр-ВР»;
- программа анализа дисперсии интервала Q-T «Поли-Спектр-QT»;
- программа и оборудование для регистрации и анализа скорости распространения пульсовой волны «Поли-Спектр-СРПВ»;
- возможность проведения регистрации чреспищеводных отведений параллельно записи всех 12 отведений поверхностной ЭКГ;
- детектирование импульсов кардиостимулятора;
- подключение к ПК через High Speed USB-порт;
- набор аппаратных и программных фильтров, а также преимуществ 24-битных АЦП обеспечивается отсутствие смещения изолинии при кардиостимуляции и в ходе нагрузочного тестирования;
- в процессе регистрации и просмотра ЭКГ пользователь видит на экране компьютера 14 отведений ЭКГ и 1 канал дыхания. Он может изменить систему отведений (Франк, Неб), количество отображаемых отведений,

скорость развертки, чувствительность, набор фильтров.