

ЭРИТРОТЕСТ-LISS (Low Ionic Strength Solution, раствор низкой ионной силы).

ФСР 2007/01024

ABO-принадлежность

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	ABO-принадлежность
Область применения	определение резус-принадлежности крови и совместимости крови донора и реципиента с помощью непрямого антиглобулинового теста (непрямой пробы Кумбса)
Форма выпуска	стеклянные или пластиковые флаконы по 10 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C