

Эритротест Цоликлон Анти-AB

ФСР 2008/02421

ABO-принадлежность, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены A / B

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	ABO-принадлежность
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	типирование крови по системе ABO в реакции прямой гемагглютинации
Выявляемые антигены	A / B
Активный компонент	смесь моноклональные антитела класса IgM, секретируемые тремя мышинными гибридами A-90/16, A-86/3 и B-85/2-B8
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 5 и 10 мл
Срок хранения	2 года при температуре 2-8°C