

Эритрогест Цоликлон Анти-D IgG

ФСР 2010/08201

ABO-принадлежность, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены Rho (D) системы резус категории D, включая DVI



Гематолог ООО, Россия

Характеристики

Определение	ABO-принадлежность
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	резус-типирование групп крови в реакциях: непрямой антиглобулиновый тест (проба Кумбса) / реакция конглоутинации с желатином или полиглюкином / прямая реакция агглютинации с эритроцитами, обработанными протеолитическими ферментами
Выявляемые антигены	Rho (D) системы резус категории D, включая DVI
Активный компонент	смесь моноклональных антител человека класса IgG (G1), секретируемых гетерогибридомами человек-мышь: HG-92, HG-90/17, HG-90/7 и HG-04/47
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 5 и 10 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C