

Эритрогест Цоликлон Анти-D Микс

ФСР 2012/12983

ABO-принадлежность, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены Rho (D) системы резус; категории D, включая DVI



Гематолог ООО, Россия

Характеристики

Определение	ABO-принадлежность
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	резус-типирование крови в прямой реакции агглютинации / непрямой антиглобулиновый тест (проба Кумбса) / реакция конгломинации с желатином или полиглюкином / прямая реакция агглютинации с эритроцитами, обработанными протеолитическими ферментами
Выявляемые антигены	Rho (D) системы резус; категории D, включая DVI
Активный компонент	смесь моноклональных антител человека IgM, секретируемые гетерогбридомой НМ-92, и класса IgG (G1), секретируемых гетерогбридомами НG-92, НG-90/17, НG-90/7 и НG-04/47
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 5 и 10 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C