

Эритрогест Цоликлон Анти-D Супер

ФСР 2012/12983

ABO-принадлежность, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены Rho (D) системы резус



Гематолог ООО, Россия

Характеристики

Определение	ABO-принадлежность
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	резус-типирование крови в реакции прямой гемагглютинации
Выявляемые антигены	Rho (D) системы резус
Активный компонент	моноклональные антитела человека класса IgM, секретируемые гетерогибридомой человек-мышь: НМ-92
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 2, 5 и 10 мл.
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C