

ЭРИТРОТЕСТ-ЦОЛИКЛОН Анти-DCE Супер

ФСР 2012/12983

резус-принадлежность, выявляемые антигены
моноклональные полные (IgM) анти-D, анти-C и анти-
E антитела

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	резус-принадлежность
Область применения	выявляет соответственно D, C и E антигены системы резус в реакции прямой гемагглютинации на плоскости
Выявляемые антигены	моноклональные полные (IgM) анти-D, анти-C и анти-E антитела