

Эритрогест Цоликлон Анти-Е Супер

ФСР 2008/04006

резус-принадлежность, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены rh"(E) системы резус

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	резус-принадлежность
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	резус-типирование крови в реакции прямой гемагглютинации
Выявляемые антигены	rh"(E) системы резус
Активный компонент	моноклональные антитела человека класса IgM, секретируемые гетерогибридомой человек-мышь E-1H4/05
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 5 и 10 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C