

Эритрогест Цоликлон Анти-Кидд (Jka)

ФСР 2012/12983

по Кидд, выявляемые антигены Jka системы Кидд

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	по Кидд
Область применения	типирование крови по системе Кидд в реакции прямой гемагглютинации в пробирках
Выявляемые антигены	Jka системы Кидд
Активный компонент	моноклональные антитела человека класса IgM, секретируемые гетерогибридомой человек-мышь MS- 15
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 2 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C