

Эритрогест Цоликлон Анти-С Супер

ФСР 2012/12983

резус-принадлежность, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены rh'(C) системы резус

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	резус-принадлежность
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	резус-типирование крови в реакции прямой гемагглютинации
Выявляемые антигены	rh'(C) системы резус
Активный компонент	смесь моноклональных антител человека класса IgM, секретируемых гетерогибридомами человек-мышь: C93/4H и P3x25513G8
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 5 и 10 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C