

Эритрогест Цоликлон Анти-S

РЗН 2013/419

по MNS, выявляемые антигены S системы MNS

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	по MNS
Область применения	MNS-типирование крови в реакции прямой агглютинации в пробирках
Выявляемые антигены	S системы MNS
Активный компонент	моноклональные антитела человека класса IgM, секретируемые клеточной линией MS-94
Форма выпуска	пластиковые или стеклянные флаконы-капельницы по 1 и 2 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C