

Эритротест Цоликлон Анти-СЕ Супер

ФСР 2008/04006

резус-принадлежность, на плоскости / в пробирках,
выявляемые антигены rh'(C) и rh''(E) системы резус

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	резус-принадлежность
Применение	на плоскости / в пробирках
Область применения	резус-типирование крови в реакции прямой гемагглютинации
Выявляемые антигены	rh'(C) и rh''(E) системы резус
Активный компонент	смесь моноклональных антител человека класса IgM, секретируемых гетерогибридомами человек-мышь: С93/4Н, Р3х25513G8 и Е-1Н4/05
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 5 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°С