

Эритротест Цоликлон Анти-CW Супер

ФСР 2012/12983

резус-принадлежность, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены CW системы резус

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	резус-принадлежность
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	резус-типирование крови в реакции прямой агглютинации
Выявляемые антигены	CW системы резус
Активный компонент	моноклональные антитела человека класса IgM, секретируемые гетерогибридомой человек-мышь MS- 110
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 2, 5 и 10 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C