

Эритротест Цоликлон Анти-В (вариант F)

ФСР 2008/02421

ABO-принадлежность, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены В

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	ABO-принадлежность
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	типирование крови по системе ABO в реакции прямой гемагглютинации
Выявляемые антигены	В
Активный компонент	смесь моноклональных антител класса IgM, секретируемых двумя мышинными гибридами В-85/2-В8 и В-85/1-D2
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 2, 5 и 10 мл
Срок хранения	2 года при температуре 2-8°C