

Эритротест Цоликлон-СМ Анти-М

ФСР 2008/02421

судебно-медицинский, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены М

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	судебно-медицинский
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	типирование групп крови по системе MN в реакции прямой гемагглютинации / судебно-медицинские исследования пятен крови в реакции абсорбцииэлюции
Выявляемые антигены	М
Активный компонент	моноклональные антитела класса IgM, секретируемые мышиной гибридомой М-86/1
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 5 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°С