

Эритротест Цоликлон СМ Анти-А1

ФСР 2008/02421

ABO-принадлежность, на плоскости / в пробирках,
выявляемые антигены А1

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	ABO-принадлежность
Применение	на плоскости / в пробирках
Область применения	уточнение группы крови при наличии слабых вариантов антигена А методом реакции прямой гемагглютинации
Выявляемые антигены	А1
Активный компонент	лектин Dolichus biflorus
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 2 и 5 мл
Срок хранения	2 года при температуре 2-8°C