

Эритротест Цоликлон-СМ Анти-Нкра (абсорбируется Н-веществом слюны)

ФСР 2008/02421

судебно-медицинский, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены Н-антиген на эритроцитах и в физиологических жидкостях

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	судебно-медицинский
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	в судебной медицине для определения Н-антигена в пятнах крови, слюны и других секретов: в количественной реакции абсорбции / в реакции абсорбции-элюции / в иммуноферментном анализе / в иммунофлюоресцентном анализе
Выявляемые антигены	Н-антиген на эритроцитах и в физиологических жидкостях
Активный компонент	моноклональные антитела класса IgM, секретируемые мышиной гибридомой Н-89/8
Форма выпуска	стеклянные флаконы по 5 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C