

Гастровидеоскоп EG-530UR2 ультразвуковой

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, ультразвуковой, резкость 3-100 мм,
диаметр дистального конца 11.4 мм,
инструментальный канал 2.2 мм, вводимая часть 11.5
мм, рабочая длина 1550 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Ультразвуковой	Да
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	11.4 мм
Инструментальный канал	2.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	11.5 мм
Общая длина	1250 мм
Рабочая длина	1550 мм
Режимы УЗ-изображения	цветовой доплер / энергетический доплер / импульсно-волновая доплерография / В-режим / М-режим
Метод сканирования	электронное радиальное сканирование

Дополнительные характеристики

Ультразвуковой видеоэндоскоп для конвексного сканирования EG-530UR2

Благодаря малому наружному диаметру в 11.4 мм, превосходным углам изгиба, прямому обзору и углу поля зрения в 140 ° этого эндоскопа эндоскопические ультразвуковые исследования можно выполнять так же, как

при обычной эндоскопии. Малый радиус изгиба дистального конца позволяет осматривать области, недоступные для обычных ультразвуковых эндоскопов.

Объединение собственных видеоэндоскопических технологий компании и современных ультразвуковых технологий привело к появлению высокоразрешающей системы с превосходными рабочими характеристиками.

Миниатюрная ПЗС-матрица высокого разрешения Super CCD Honeycomb. Благодаря миниатюрной ПЗС-матрице Super CCD Honeycomb этот ультразвуковой эндоскоп обеспечивает яркие изображения высокого разрешения с точной цветопередачей.

Технологии ZONE Sonography™ и Sound Speed Correction позволяют получать четкие изображения высокого качества. Подача воды в баллон и удаление ее из баллона осуществляется при помощи кнопок подачи воздуха/воды и отсоса, что повысило управляемость эндоскопом.

Обновленная конструкция гибкой части эндоскопа повышает удобство введения. Она разработана с учетом особенностей выполнения эндоскопической ультрасонографии. Малый радиус изгиба дистального конца эндоскопа позволяет осматривать те области, которые раньше были недоступны для осмотра.